


蔬菜	農友姓名	蔬菜類別	測定 品件	抑安 制全 率等 % 級
	來源	蔬菜類別		
	福興	01 綠豆芽	1	0%
	兆軒	02 黑木耳 (朵)	1	1%
	玉美	03 小黃瓜(TAP)	1	0%
	玉美	04 紅番茄(TAP)	1	0%
	蔡麗雯	05 白蘿蔔	1	0%
	蔡麗雯	06 高麗菜(Q)	1	0%
	蔡麗雯	07 大黃瓜	1	0%
	蔡麗雯	08 洋蔥去皮(Q)	1	0%
	蔡麗雯	09 絲瓜	1	0%
	蔡麗雯	10 茭白筍	1	0%
	蔡麗雯	11 南瓜	1	0%
	蔡麗雯	12 冬瓜大丁(Q)	1	0%
	蔡麗雯	13 鮮竹筍切片(Q)	1	0%
	豐誠	14 冷凍青花菜	1	0%
	豐誠	15 冷凍毛豆仁(TAP)	1	0%
	豐田-三橋	16 冷凍玉米筍	1	0%
	久川	17 金絲菇	1	1%
	陳文智	18 杏鮑菇	1	0%
	綠園	20 白精靈菇	1	0%
	綠園	21 雪白菇(美白菇)	1	0%
	綠園	22 柳松菇	1	0%
	綠園	23 生香菇	1	0%
	綠園	24 鴻喜菇	1	0%
	黃冠群	25 馬鈴薯去皮	1	0%
	黃冠群	26 胡蘿蔔-優(Q)	1	0%
	黃冠群	27 洋蔥	1	0%
	趙曉輝	28 胡蘿蔔-優(Q)	1	0%
	李政達	29 小黃瓜	1	0%
	豐優生物科技股份有限	30 黑蠟菇	1	0%
	正陽農產	31 小白菜	1	0%
	正陽農產	32 胡蘿蔔-優(Q)	1	0%
	正陽農產	33 韭菜	1	0%
	正陽農產	34 洋蔥	1	0%
	正陽農產	35 九層塔	1	1%
	正陽農產	36 山藥	1	1%
	正陽農產	37 薑絲	1	1%
	正陽農產	38 蒜末	1	0%
	正陽農產	39 大白菜	1	0%
	正陽農產	40 竹筍去皮	1	0%
	正陽農產	41 高麗菜	1	0%
	正陽農產	42 黃地瓜去皮	1	0%
	正陽農產	43 芹菜(Q)	1	0%
	正陽農產	44 西芹(進口)	1	0%
	正陽農產	45 玉米筍(去皮)	1	0%
	正陽農產	46 小松菜(有機)	1	0%
	正陽農產	47 荷蘭白菜(有機)	1	0%
	正陽農產	48 蚵仔白菜切(TAP)	1	0%
	正陽農產	49 青江菜(TAP)	1	0%
	正陽農產	50 彩色甜椒(TAP)	1	0%
	正陽農產	52 綠豆芽(Q)	1	0%

蔬菜	農友姓名	蔬菜類別	測定 品件	抑安 制全 率等 % 級
	來源	蔬菜類別		
	榮川	19 高麗菜	1	0%
	榮川	51 胡蘿蔔片(Q)	1	0%
	正陽農產	53 芋頭去皮(Q)	1	0%
	正陽農產	54 紅番茄優級(Q)	1	0%
	正陽農產	55 小黃瓜(Q)	1	0%
	淨芽有機(許淵章)	56 綠豆芽(有機)	1	0%
	余敏仲-斯布特	57 綠豆芽(Q)	1	0%
	美佳	58 香蕉	1	0%
	美佳	59 鳳梨	1	0%
	榮川	60 美生菜	1	0%
	美佳	61 蘋果	1	0%
	泰成	62 香蕉	1	0%
	丸明青菓	63 芭樂	1	0%
	漢光	64 青蔥	1	0%
	漢光	65 薑絲	1	0%
	漢光	66 莧菜(切)	1	0%
	漢光	67 青江菜段	1	0%
	義庄	68 冬瓜	1	0%
	義庄	69 嫩葉白菜(有機)	1	0%
	榮川	70 蒜末	1	0%
	榮川	71 薑片	1	0%
	榮川	72 小黃瓜滾刀切	1	0%



檢驗地點：烏日廠

主管：



檢驗人員：李美瑤、林昱成、李辰璋、林柏宏



鴻陞蛋品有限公司

台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL : (04)2560-3668 / FAX : (04)2560-3667

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 9/2)

來源廠商:  
吉祥蛋行

產 品	1. 品名	洗散白	全蛋液	皮蛋/鹹蛋
	2. 數量	2.5K	69K	11 粒/77 粒
標 示	3. 原料蛋來源與 有效期限	來源雞場: 維新畜牧場  110. 9. 22	鴻陞蛋品有限公司出廠證明 有效日期: 110. 9. 08  來源雞場: 維新畜牧場	
	4. 保存條件 5. 製造商	冷藏 5°C 鴻陞蛋品有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	8. 氣味	正常		
	9. 外觀	正常		
	10. 蛋的色澤	正常		
	11. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	12. 抗生物質	陰性		



**SDM** Food Co., Ltd.

新德貿食品有限公司

## 檢驗報告 TEST REPORT

日期： 110/09/02

頁數： 1 of 1

報告編號: 110090201

To: 玉美

以下檢驗報告係由本公司所提供及確認：

產品名稱：洗選蛋

畜牧場名稱: 益升畜牧場

採樣日期：110年09月01日

測試日期：110年09月01日

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	標準
抗生素	易克速	陰性	陰性

備註：1、本報告不得分離，分離使用無效。

2、低於方法偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2021/9/1

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	(履)小白菜	林永章	5	合格	
2	(履)油菜	林永章	4	合格	
3	(履)花胡瓜	林耕弘	9	合格	
4	(履)青江	林永章	5	合格	
5	(履)蚵白	林永章	2	合格	
6	小白菜	林永章	5	合格	
7	包心白菜	程文城	7	合格	
8	地瓜葉	黃仁成	6	合格	
9	有機空心	台糖	0	合格	
10	豆薯	廖能顯	4	合格	
11	花胡瓜	林耕弘	9	合格	
12	南瓜	廖偉順	2	合格	
13	紅地瓜	陳啟峰	0	合格	
14	紅蘿蔔	北斗合作農場	9	合格	
15	胡瓜	李正雄	10	合格	
16	龍鬚菜	翁錫昇	2	合格	
以下空白					



備註：

1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。

2、農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」。


駟丞生物科技股份有限公司

(行政院農委會農試所專屬技轉授權公司)



農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位: 榮川蔬菜行  
 檢驗日期: 100.9.1  
 檢驗結果: (請將原始資料附在日報表後面)  
 酵素活性(Abs):  
 對照組(支):



編號	樣品來源	檢測品項			抑制率		抑制率(複驗)		結果判讀
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水		

1	洋蔥	6	9	✓	✓				✓
2	洋蔥	8	9	✓	✓				✓
3	紅蘿蔔	3	4	✓	✓				✓
4	白蘿蔔	2	3	✓	✓				✓
5	韭菜	5	6	✓	✓				✓
6	小白菜	11	12	✓	✓				✓
7	油菜	8	9	✓	✓				✓
8	白菜	2	3	✓	✓				✓
9	洋蔥	6	9	✓	✓				✓
10	青蒜	2	3	✓	✓				✓
11	蒜苗	8	9	✓	✓				✓
12	蒜苗	6	9	✓	✓				✓

第 頁

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司 流水編號：103A00001

檢驗員：許朱緣 報告日期：2021/9/1

申請單位：黃冠群

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	備註
1	馬鈴薯	15	合格	
2	紅蘿蔔	15	合格	
3	洋蔥	7	合格	

以下空白

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
  - (1) 抑制率0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者：合格。
  - (2) 抑制率35-44% ( $\leq 44.5$ ) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
  - (3) 抑制率45% ( $> 44.5$ ) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。







# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：110-09-02

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	110-09-02	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	110-09-02	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋(茶葉蛋用)	鴻陞	110-09-02	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(Q)	新德買	110-09-02	陰性(-)	合格	

玉美生技股份有限公司烏日廠

過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗頻率：每週

檢驗日期：110-09-02

編號	品名	供應商	採樣日	過氧化氫			判定	檢驗項目
				硫酸鈉 試劑	碘化鉀 試劑	過氧化氫 試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	樂洲	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	
2	小豆干丁(非基改)	樂洲	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	
3	油腐丁(非基改)	樂洲	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	
4	小嫩油(45g)(非基改)	中港興	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	
5	百頁豆腐丁(非基改)	中港興	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	
6	細白油麵	上力	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	
7	沙魚片(80片)	展昇	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	
8	源鴻億珍珠虱目魚	舜興	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	
9	花枝丸(大)	舜興	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	
10	細白油麵	大佳	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	
11	油豆皮-非基改(森)	富源成食品	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	
12	生中豆包(非基改)	富源成食品	110-09-02	陰性	陰性	陰性	合格	



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 動物用藥殘留檢測

檢驗日期：110-09-02

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	阳性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	阳性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	阳性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SMT)	100 ppb	阳性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	阳性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	阳性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	阳性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SMT)	100 ppb	阳性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	阳性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SMT)	100 ppb	阳性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	阳性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SMT)	100 ppb	阳性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	阳性	合格
雞翅(W6)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SMT)	100 ppb	阳性	合格
雞翅(W6)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	阳性	合格
雞翅(W7)(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	阳性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SMT)	100 ppb	阳性	合格

冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
 克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
 萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
 標準依衛生署動物用藥殘留規範。

