

蔬 菜	農 友 姓 名	來 源		測 定 品 件	抑 安 制 全 率 等 % 級
		蔬 菜 類 別			
	兆軒	01 黑木耳 (朵)	1	1	6%
	東燕	02 玉米粒	1	1	5%
	正曙農產	03 薑絲	1	1	6%
	正曙農產	04 大白菜 (Q)	1	1	4%
	正曙農產	05 大黃瓜 (Q)	1	1	4%
	綠園	06 秀珍菇	1	1	0%
	綠園	07 杏鮑菇	1	1	0%
	綠園	08 金絲菇	1	1	4%
	綠園	09 生香菇	1	1	1%
	蔡麗雯	10 大白菜 (Q)	1	1	0%
	蔡麗雯	11 冬瓜大丁 (Q)	1	1	0%
	蔡麗雯	12 大黃瓜去皮去芯 (Q)	1	1	0%
	蔡麗雯	13 青木瓜去皮去籽 (Q)	1	1	2%
	玉美	14 青櫛瓜 (T A P)	1	1	2%
	若曜生技	15 洋葱去皮 (Q)	1	1	0%
	若曜生技	16 白花椰菜 (加工)-Q	1	1	0%
	若曜生技	17 黑菜白菜切 (有機)	1	1	0%
	若曜生技	18 馬鈴薯	1	1	0%
	若曜生技	19 白蘿蔔去皮 (Q)	1	1	0%
	張富園 (程蘭)	20 油菜 (T A P)	1	1	0%
	張富園 (程蘭)	21 青江菜 (T A P)	1	1	0%
	張富園 (程蘭)	22 蚵仔白菜 (T A P)	1	1	3%
	陳文智	23 杏鮑菇	1	1	1%
	方紹宇 - 豐優	24 黑爆菇	1	1	0%
	李嘉仁 - 菇類	25 金絲菇	1	1	0%
	趙曉輝	26 胡蘿蔔 - 僵 (Q)	1	1	0%
	榮川	27 薑絲	1	1	0%
	榮川	28 蒜仁	1	1	1%
	義庄	29 青蔥	1	1	1%
	義庄	30 福山萵苣 (T A P)	1	1	0%
	義庄	31 馬鈴薯	1	1	0%
	旭暘	32 A 菜 (有機)	1	1	0%
	元大	33 冷凍玉米粒 (15 K) 非	1	1	0%
	美佳	34 橘子 (Q)	1	1	0%
	廖翊帆 (廖書暘)	35 高麗菜 (Q)	1	1	0%
	廖翊帆 (廖書暘)	36 黑菜白菜 (有機)	1	1	0%
	廖翊帆 (廖書暘)	37 味美菜 (有機)	1	1	0%
	廖翊帆 (廖書暘)	38 福山萵苣 (有機)	1	1	0%
	廖翊帆 (廖書暘)	39 青松菜 (有機)	1	1	0%
	廖翊帆 (廖書暘)	40 奶油白菜 (有機)	1	1	0%

檢驗地點：烏日廠

主管：



檢驗人員：林昱成、林柏宏、李浩維、邱怡菁

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任雲林縣義庄合作農場

檢驗結果：合格

檢附對象：玉美食材

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%		判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水				
12/25	洋蔥	6	5	合格	吳瑞仁		
	紅蘿蔔	3	4	合格	廖勝澤		
	青蔥	8	9	合格	吳素君		
	菠菜	8	8	合格	義庄合作農場		
	地瓜	5	7	合格	義庄合作農場		
	結頭菜	6	6	合格	義庄合作農場		
	苦瓜	8	10	合格	義庄合作農場		
	青江菜	7	8	合格	義庄合作農場		
	南瓜	6	8	合格	義庄合作農場		
	油菜	6	8	合格	義庄合作農場		
	福山萵苣	7	8	合格	王鎮泉		
	韭菜	8	9	合格	塗育志		



備註：1. 檢測目標農業為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥。

2. AChE 抑制率判定標準 (1): 0-34% (≤ 34.5) 者：合

主管簽章：楊長莊幸淑

檢定員簽章：廖俊義

113 年 12 月 25 日

蔬果農藥殘留快速檢驗報告

檢驗單位：旭暘科技農業股份有限公司

檢驗日期：113年12月25日

檢驗員：林怡君

檢驗支數：1支

申請單位：玉美食材

※ 快篩檢驗結果如下：(含「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」兩大類具毒性農藥) ※

序	蔬菜名稱	樣品來源	快篩檢驗結果		備註 (含後續處理方式)
			無溴水	加溴水	
1	有機轉型期菠菜	江文棟	3	6	合格
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



備註：

- 農藥殘留快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶(AChE)檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別之農藥殘留之判定。
- 農藥殘留快速檢驗以酵素抑制率(%)作為判定標準：
 - 抑制率0-34%(≤ 34.5)者：合格。
 - 抑制率35-44%(≤ 44.5)者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。
 - 抑制率45%(>44.5)以上者：不合格，應銷毀或退貨處理。
 - 抑制率-10-0%者：合格。

3. 本報告共計兩聯：(1)第一聯 採購單位收執；(2)第二聯 檢驗單位存

第一聯 採購單位收執

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：漢光果菜生產合作社

檢驗結果： 檢附對象：☐國軍團食 ☐營養午餐 ☐其它

[illegible]

備註：1.抑制率達35~44%以上者：

通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追釋教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止外運或銷毀。廢料經由供應單位切斷後，須經印務廠內同職職能檢驗單位以化學法檢驗，並依
倉庫衛生管理法規實施消毒處理。

3.本報告共計三聯：


(1)第一聯 採購單位收執，(2)第二聯 檢驗單位存，(3)第三聯 農業試驗所存

檢定異議章：

檢驗員蔡劭芬

11.3 年 12 月 25 日

第一聯：採購單位收執。



吾酶土生物科技股份有限公司

農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位：榮川蔬菜行

酵素活性(Abs)：_____

檢驗日期：113.12.25

對照組(支)：_____



農藥殘留快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶(AChE)檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別之農藥殘留之判定。

編號	樣品來源	檢測品項	抑制率%		抑制率%(複驗)		結果判讀	
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	合格	不合格
1		蕃茄	7	4			✓	
2		油菜	5	6			✓	
3		豆菜	7	8			✓	
4		菠菜	8	9			✓	
5		茼蒿	2	3			✓	
6		白蘿蔔	4	5			✓	
7		冬瓜	4	5			✓	
8		油菜	8	9			✓	
9		大陸菜	10	11			✓	
10		小白菜	4	5			✓	

判定標準：

抑制率 0-34% (≤ 34.5) 者：合格

抑制率 35-44% (≤ 44.5) 者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

抑制率 45% (> 44.5) 者：不合格，應銷毀或退貨處理

檢驗結果：(請將原始資料附在日報表後面)

主管：_____



檢驗員：_____

黃清池



玉美生技股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：113-12-26

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋， 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	113-12-26	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	113-12-26	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+ :表陽性，易克速基底為紫色； - :表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：113-12-26

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	113-12-26	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	113-12-26	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



硼砂檢驗報告表

<G2-1-14>

檢驗日期：113-12-26

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	冷凍白蝦仁(100-2	大台中	113-12-26	陰性	合格	
2	花枝丸(大)	舜興	113-12-26	陰性	合格	
3	鱈魚風味丸切片	舜興	113-12-26	陰性	合格	
4	珍珠虱目魚丸(CA	舜興	113-12-26	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格 有殘留
硼砂（硼酸）檢驗法必需為酸性反應（呈紅色）及鹼性反應（呈暗藍色）均呈陽性時，始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「X」		

檢驗員：



單位主管：



過氧化氫檢驗報告表

<G2-1-14>

檢驗日期：113-12-26

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	113-12-26	陰性	陰性	陰性	合格	
2	百頁豆腐丁(非基改)	榮洲	113-12-26	陰性	陰性	陰性	合格	
3	嫩四角油腐(80g)(非基改)	中港興	113-12-26	陰性	陰性	陰性	合格	
4	粗黃干絲(非基改)	中港興	113-12-26	陰性	陰性	陰性	合格	
5	細白油麵	上力	113-12-26	陰性	陰性	陰性	合格	
6	沙魚丁(CAS)	展昇生鮮企業	113-12-26	陰性	陰性	陰性	合格	
7	花枝丸(大)	舜興	113-12-26	陰性	陰性	陰性	合格	
8	鱈魚風味丸切片	舜興	113-12-26	陰性	陰性	陰性	合格	
9	白扁油麵	大佳	113-12-26	陰性	陰性	陰性	合格	
10	小烏龍麵	大佳	113-12-26	陰性	陰性	陰性	合格	
11	生中豆包(非基改)	富源成食品	113-12-26	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格 有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀 (含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司鳥日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：113-12-26

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
鴨丁(Q)	台野	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	台野	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	耀陞	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	耀陞	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



骨腿丁-CAS(藏)	耀陞	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	耀陞	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉絲(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
 2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：

